



**11814102004**

### **TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CH14 3,5 MM**

- Tubo endotracheale in materiale plastico cuffiato
- Valvola unidirezionale, connettore standard a normativa ISO
- Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica
- Fornito in confezione sterile
- Misura: Ø 3,5x185 mm
- CND R01030201 - RDM 108421/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl