



11814102005

TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CH16 4,0 MM

- Tubo endotracheale in materiale plastico cuffiato
- Valvola unidirezionale, connettore standard a normativa ISO
- Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica
- Fornito in confezione sterile
- Misura: Ø 4,0x210 mm
- CND R01030201 - RDM 108421/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl