



11814102007

TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CH20 5,0 MM

- Tubo endotracheale in materiale plastico cuffiato
- Valvola unidirezionale, connettore standard a normativa ISO
- Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica
- Fornito in confezione sterile
- Misura: Ø 5,0x245 mm
- CODICE CND R01030201 - MdS 108421/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl