



11814102010

TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CH26 6,5 MM

- Tubo endotracheale in materiale plastico cuffiato
- Valvola unidirezionale, connettore standard a normativa ISO
- Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica
- Fornito in confezione sterile
- Misura: Ø 6,5x295 mm
- CODICE CND R01030201 - Mds 108421/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl