



**11814102013**

## **TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CH32 8,0 MM**

- Tubo endotracheale in materiale plastico cuffiato
- Valvola unidirezionale, connettore standard a normativa ISO
- Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica
- Fornito in confezione sterile
- Misura: Ø 8,0x330 mm
- CODICE CND R01030201 - Mds 108421/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl