



1515TG

CATHETER MOUNT

- Cateter Mount leggero, trasparente, monouso-monopaziente a bassa compliance
- Dotato di connettori a perfetta tenuta
- Latex free
- Ftalati free
- Estremamente flessibile
- Consente angolazioni sino a 360° senza modifiche al volume interno, resistente allo schiacciamento
- Connessioni a norme ISO
- CODICE CND R020202

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl