



RIA50816

INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA L.C.

- Borsa in tessuto blu per intubazione
- Completa di:
- Laringoscopio a luce convenzionale pediatrico con 3 lame, 0-1-2
- Pinza di Magill
- Pinza di Pean
- Forbice
- tubi endotracheali
- 3 cannule di Güdel
- Siringa
- Apribocca elicoidale
- Rotolo di cerotto
- 2 cannule di Wendl
- Mandrino
- Dimensioni: 32x22x7,5h cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl