



**RIA50825**

### **INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA F.O.**

- Borsa per l'intubazione in tessuto blu, contenente:
- 1 laringoscopio pediatrico a fibre ottiche con 3 lame, misure 0-1-2
- 1 pinza di Magill
- 1 pinza di Pean
- 1 forbice
- 4 tubi endotracheali
- 3 cannule di Güdel
- 2 cannule di Wendl
- 1 siringa
- 1 apribocca elicoidale
- 1 rotolo di cerotto
- 1 mandrino
- Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl