



**RIA53004**

**SET LARINGO LC 4 LAME MC INTOSH 0/1/2/**

- Laringoscopio Mc Intosh in metallo a luce convenzionale
- 4 lame tipo Mc Intosh (0-1-2-3), manico standard
- Finemente rifinito
- Autoclavabile
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie mezza torcia C, (non incluse)
- CODICE Mds 26383

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl