



RIA53100

SET LARINGO LC 3 LAME MILLER 0/1/2

- Laringoscopio Miller a luce convenzionale in metallo
- Fornito di 3 lame dritte tipo Miller(0-1-2), manico piccolo, finemente rifinite
- Autoclavabile
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie stilo AA, (non incluse)
- CODICE Mds 26403/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl