



**RIA53130**

### **MANICO PICCOLO PER LARINGOSCOPIO L.C.**

- Manico piccolo per laringoscopia a luce convenzionale
- Realizzato in acciaio inox
- Dimensioni: Ø 20x155 mm
- Dispositivo medico in classe I in conformità al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)

*DIR/QM – Rev. 02\_23/04/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl