



RIA53300

SET LARINGO PED. FO 2 LAME MILLER 0/1

- Laringoscopio Miller pediatrico a fibre ottiche
- Realizzato in acciaio inox
- Illuminazione alogena 2,5 V interna alla lama che semplifica la sterilizzazione
- Fornito di 2 lame F.O. Miller (0-1), manico piccolo, finemente rifinite
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie stilo AA, (non incluse)
- CODICE Mds 26405/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl