



**RIA53330**

### **MANICO PICCOLO PER LARINGOSCOPIO F.O.**

- Manico piccolo per laringoscopia a fibre ottiche
- Realizzato in acciaio inox
- Dimensioni: Ø 20x152 mm
- Dispositivo medico in classe I in conformità al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)

*DIR/QM – Rev. 02\_23/04/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl