



VAL44390

SET INTUBAZIONE L.C. IN BORSETTA*

- Set intubazione in borsetta con frontale trasparente, completo di:
- 1 laringoscopio con 3 lame a luce convenzionale
- 1 pinza di Magill
- 1 pinza di Pean
- 1 forbice
- 5 tubi endotracheali misure
- 3 canule di Güdel
- 1 siringa
- 1 cuneo apribocca
- 1 rotolo di cerotto 500x2,5 cm
- 2 canule di Wendl
- 1 mandrino
- Dimensioni: 27x12x9 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl