



VAL44410

SET INTUBAZIONE PED. LC IN BORSETTA

- Set intubazione pediatrico in borsetta con frontale trasparente, completo di:
- 1 manico per laringoscopia pediatrico
- 1 lama L.C. Mc Intosh mis 0
- 1 lama L.C. Miller mis. 1
- 1 lama L.C. Miller mis. 0
- 1 pinza di Magill da 16
- 1 pinza di Pean
- 4 tubi endotracheali
- 4 canule di Güdel mis 000/00/0/1
- 1 mandrino
- 1 rotolo di cerotto
- Dimensioni: 27x12x9 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl