



VBM30-04-0021

QUICKTRACH PER BAMBINI

- Set sterile per la conotomia d'urgenza pediatrica mod. Quicktrach
- Composto da una cannula in plastica con mandrino a lama interna di 2 mm per bambini
- Completo di raccordo ISO per il collegamento al pallone di ventilazione
- Quicktrach è composto da un mandrino molto affilato a punta conica che evita l'incisione della trachea con il classico bisturi, e di un "fermo" che evita di penetrare troppo in profondità
- 2 alette laterali che permettono il fissaggio con sicurezza della cannula
- CODICE CND R0199 – CODICE MdS 32329/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl