



**9 cm**

**5003**

### **CANNULA OROFARINGEA GUEDEL 9 CM**

- Dispositivo monouso sterile per il mantenimento della pervietà della cavità orofaringea.
- Realizzato in polietilene. Privo di lattice e di ftalati.
- Dispositivo medico in classe Is conforme alle norme EN 11135-1 e alla ISO 10993-7.
- Misura/Lunghezza: 9 cm. D.I min.: 4,5 mm

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl