



**MA2023001**

### **MANDRINO PER INTUB. TRACHEALE MM 2,0**

- Mandrino per intubazione tracheale in alluminio plastificato flessibile, monouso e sterile.
- Punta distale arrotondata per ridurre danni alla mucosa tracheale.
- Non conduttivo, privo di lattice e ftalati.
- Stoccaggio: in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore, nella confezione originale di vendita.
- Temperatura 10/+45°C.
- Dimensioni: D.E. 2,0 mm. Lunghezza 272 mm. D.I. 2,5 ÷ 4,0 mm.
- Dispositivo medico in classe IIa in accordo alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl