



CH 28 - 9,3 mm

185420-000280

CANNULA DI WENDL IN WIRUPREN CH 28 9,3MM

- Cannula nasofaringea di Wendl, in WIRUPREN® con disco mobile ed estremità allargata
- Per intubazione nasofaringea in anestesia, terapia intensiva e in emergenza.
- Fornita singolarmente in confezione sterile
- Misura CH 28
- Diametro interno: 6,5 mm
- Diametro esterno: 9,33 mm
- Lunghezza: 170 mm
- CODICE CND: R010101
- CODICE RDM: 627420

DIR/QM – Rev. 01_06/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl