



CH 30 - 10 mm

**185420-000300**

### **CANNULA DI WENDL IN WIRUPREN CH 30 10MM**

- Cannula nasofaringea di Wendl, in WIRUPREN® con disco mobile ed estremità allargata
- Per intubazione nasofaringea in anestesia, terapia intensiva e in emergenza.
- Fornita singolarmente in confezione sterile
- Misura CH 30
- Diametro interno: 7,0 mm
- Diametro esterno: 10,00 mm
- Lunghezza: 170 mm
- CODICE CND: R010101
- CODICE RDM: 627420

*DIR/QM – Rev. 01\_06/07/2023*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl