



**OXI0322**

## **ANELLO STRINGITUBO OSSIGENO**

- Anello di fissaggio del tubo serigrafato per l'utilizzo attraverso al crimpatura con il dispositivo Boscarol CRIMPATRICE KRIMP-OB (SPS9150)
- Sono interamente trattati superficialmente per garantire una maggiore durata nel tempo
- Adottano un sistema di tenuta speciale che non prevede l'utilizzo di guarnizioni sulla sede del raccordo
- Disponibile in set da 10 pezzi

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl