



OS/50P

MASCHERA O2 ALTA CONCENTRAZIONE PEDIATRICA

- Maschera per ossigenoterapia pediatrica con pallone di raccolta e valvola anti riflusso realizzata in materiale trasparente, atossico e morbido, completa di elastico regolabile.
- Alta concentrazione (60% ossigeno).
- Clip metallico stringi naso che rendono l'applicazione sicura e confortevole
- Dotata di tubo antischiacciamento da 210 cm e connettore universale
- Fornita in confezione singola

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl