



## BSU442

### OB500 WE FA MSU

- Aspiratore medicale di secreti OB500 dotato di flacone di secreti autoclavabile OB-J FA 1000 ml con valvola di troppo pieno e filtro di protezione inserito direttamente nel coperchio, sterilizzabile in autoclave max 30 cicli
- Il dispositivo è pensato per i veicoli sanitari ed è stazionario, non portatile
- Potenza di aspirazione nominale: 800 mbar (80 kPa)  $\pm 10\%$
- Flusso di aspirazione nominale: 30 LPM a regime ad aria libera  $\pm 10\%$
- Tempo di funzionamento massimo (a ciclo libero): 60 minuti  $\pm 10\%$
- Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi e solidi: IP32d
- Funzionamento: 12÷15 Vcc
- Pompa a pistone priva di manutenzione
- Unità di controllo e regolazione del vuoto da incasso
- Dimensioni unità di aspirazione: 175 mm (l) x 175 mm (h) x 100 mm (p)
- Dimensioni unità di regolazione da incasso standard: 53 mm (l) x 110 mm (h) x 70 mm (p)
- Peso: max 2 kg completo dei componenti di montaggio
- Dispositivo medico in classe IIa in conformità al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), a tutte le normative vigenti e alle norme principali di riferimento

DIR/QM – Rev. 02\_12/06/2023

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl