



## BSU500

### FLACONE SEGRETI OB-J FA 1000 ML PP

- Flacone raccolta secreti autoclavabile (121°C – 2bar max) realizzato in polipropilene ad uso medicale
- Completo di valvola di sicurezza per il troppo pieno
- Il coperchio prevede il diretto alloggiamento del filtro di protezione e del raccordo angolare per il tubo aspirazione lato paziente
- Capacità: 1000 ml

DIR/QM – Rev. 02\_12/06/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl