



## BSU895EU

### ALIM MEDICALE BSU LYD 14,0 V EU 2 POLI

- Alimentatore da tensione di rete con spina di tipo EU standard, specifico per gli aspiratori della famiglia BSU
- Cavo di connessione a 2 poli maschio completo di anello di ritenuta
- Tensione di ingresso ad ampio range: 100÷240 Vca può essere utilizzato a 50 o 60 Hz
- Consente l'alimentazione del dispositivo e la ricarica della batteria interna
- Può essere lasciato sempre connesso all'aspiratore medicale di secreti
- Può essere utilizzato anche mentre l'aspiratore viene utilizzato sul paziente
- L'utilizzatore può cambiare il cavo di rete per renderlo idoneo al tipo di prese disponibili nel proprio stato di utilizzo (presa di tipo C8)
- L'alimentatore non è sostituibile con altri esemplari simili anche se della stessa marca
- Potenza nominale: 60 W. Potenza massima: 75 W
- Tensione di uscita 14 Vcc. Corrente nominale erogata: 5 Adc
- Il dispositivo è garantito per 12 mesi dalla data di vendita e non può essere riparato (ad esclusione del connettore di ingresso)
- È stato testato per essere conforme ai più recenti standard normativi internazionali (IEC 60601-1-2 e agli standard della famiglia IEC 60601)
- È un componente accessorio dei dispositivi medici BSU ed è marcato CE.

DIR/QM – Rev. 02\_27/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl