



SC105003

SONDA ASPIRAZIONE 10 CH NERO

- Sondini per bronco-aspirazione con punta retta, monouso e sterile.
- Punta smussata, atraumatica, con due fori laterali sfalsati ellittici.
- Realizzato in PVC atossico di grado medicale, morbido, con superficie satinata per facilitarne l'inserimento e l'estrazione. Privo di ftalati.
- Stoccaggio: in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore, nella confezione originale di vendita.
- Temperatura 10/+45°C.
- Dimensioni. Lunghezza: 50 cm. Misura: Ch 10. D.E.: 3,3 mm. Colore: nero.
- Dispositivo medico in classe IIa in accordo alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl