



TER174

TERMOMETRO SENZA MERCURIO

- Termometro clinico senza mercurio
- Il liquido impiegato è una lega di Gallio/Indio, completamente atossica e non nociva per l'ambiente
- Prodotto e testato secondo i requisiti della Direttiva 93/42/CEE e norma 12470-1:2000
- Campo di misurazione: 32÷42°C
- Precisione: 0,1°C
- Dimensioni: 125x12x8 mm
- La temperatura interna è mediamente più alta di quella esterna di circa 0,5 gradi
- E' un dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl