



32561

FONENDO TRAD ROSSO

- Fonendoscopio linea tradizionale in alluminio, leggero e privo di lattice
- Archetto in ottone e ghiera anti-brivido
- Padiglione Ø 43,5 mm
- Tubo: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, ext Ø 8 mm
- Colore: rosso
- Dispositivo medico in classe I conforme all'MDR 2017/745

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl