



**32557**

### **FONENDO TRAD PEDIATRICO ROSA**

- Fonendoscopio pediatrico linea tradizionale in alluminio, leggero e privo di lattice
- Archetto in ottone e ghiera anti-brivido
- Padiglione Ø 35 mm
- Tubo: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, ext Ø 8 mm
- Colore: rosa
- Dispositivo medico in classe I conforme all'MDR 2017/745

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl