



**HS-30Q**

## **STETOSCOPIO PEDIATRICO PROFESSIONALE**

- Stetoscopio professionale ideale per l'utilizzo nel settore pediatrico
- Alta sensibilità e ottima trasmissione del suono
- La testa del dispositivo è realizzata in metallo cromato
- Tubo auricolare realizzato in materiale plastico resistente senza lattice, facilmente pulibile e disinfettabile
- Dispositivo medico CE in classe I secondo il Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)
- Importato e distribuito da Boscarol Emergency Systems

*DIR/CEO – Rev. 02\_04/11/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl