



**HS-201X**

## **SFIGMOMANOMETRO PALMARE BIANCO**

- Sfigmomanometro palmare realizzato in ABS di colore bianco
- Dispositivo medicale molto leggero e facilmente utilizzabile da tutti (circa 250 g)
- Grande quadrante con scala graduata fino a 300 mm/Hg
- Bracciale in nylon con chiusura a velcro per una rapida applicazione
- Accuratezza della misura:  $\pm 3$  mmHg sulla misura effettuata
- Pratica custodia di protezione e trasporto
- Dispositivo medico CE in classe Im
- Importato e distribuito da Boscarol Emergency Systems

DIR/CEO – Rev. 02\_04/11/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl