



#### HS-GF-301

### SFIGMOMANOMETRO PALMARE CON SET 3 BRACC.

- Sfigmomanometro palmare professionale
- Grande manometro con scala graduata fino a 300 mm/Hg
- Completo di 3 bracciali
- Bracciale Pediatrico gamma misure 18,4 – 26,7cm
- Bracciale Adulto gamma misure 25,4 – 40,6cm
- Bracciale Obesi gamma misure 33,3 - 51cm
- Fornito con custodia di trasporto e protezione
- È un dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico

DIR/CEO – Rev. 02\_04/11/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl