



**39961XL**

**GUANTI IN NITRILE MIS XL CONFEZ. 100 PZ\***

- Guanti monouso non sterili in nitrile lubrificato internamente con amido di mais bio-assorbibile
- Latex free: preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale
- Ambidestri con polsino salvastrappo
- Superficie micro-ruvida atta a garantire la massima sensibilità
- Ottima resistenza chimica a detersivi, detergenti concentrati, idrocarburi
- Misura: L
- Confezione da 100 pezzi

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl