



**50AC2S18**

### **AGO CANNULA 18G VERDE**

### **AGO CANNULA MISURA 18G VERDE**

- Ago catetere intravenoso 2 vie in FEP con valvola d'iniezione ad alette pieghevoli
- Massima praticità di utilizzo con ottimo fissaggio alla cute
- Sterile, monouso, atossico, radiopaco, apirogeno
- Dimensioni: 18G x 45 mm ? verde
- CODICE CND A010199

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl