



75418

## RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA 4 - 50 MT\*

RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA 4

- Rete elastica tubolare per medicazioni in qualsiasi parte del corpo
- Sostituisce in modo ottimale le tradizionali bende
- Applicazione rapida e semplice
- Dimensioni: misura 4 - 50 m in tensione
- La misura 4 è indicata per: braccio, gamba, gomito, ginocchio, spalla, testa, coscia, anca
- CODICE CND M03030201

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl