



75466

RETE TUBOLARE ELASTICA MEDIA LUNGA 40 CM

RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA MEDIA - 40 cm

- Rete elastica tubolare per medicazioni
- Sostituisce in modo ottimale le tradizionali bende
- Applicazione rapida e semplice
- Lunghezza: 40 cm circa
- La misura è indicata per mano, polso, piede, caviglia

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl