



**DIA02009**

### **SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DA TAVOLO\***

- Sfigmomanometro aneroido circolare da parete e/o da tavolo (diametro 170 mm)
- Scala da 0 a 300 mm/Hg
- Accuratezza della misura:  $\pm 3$  mmHg
- Bracciale con chiusura a velcro e pera di gonfiaggio, tubo di connessione spiralato
- Supporto d'ancoraggio a parete con porta bracciale a cestello
- Destinato a un utilizzo laico e professionale
- Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/CEE: I m (strumento di misura)
- Il dispositivo è conforme al regolamento REACH in vigore

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl