



**DIA100390**

### **STRINGISACCA CON MANOMETRO OB\***

- Stringisacca per infusioni di medicinali, contenuti in sacche di materiale plastico
- Completo di manometro per il monitoraggio dell'infusione e monopalla con valvola di scarico per un fine dosaggio
- Indicata per infusioni da 500 ml
- CND V9099 - RDM 361089/R
- È un dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl