



**MED98208**

## **LACCIO - CINGHIA EMOSTATICA BABY**

- Laccio-cinghia emostatico baby ad apertura rapida
- Utilizzabile con una sola mano
- Applicazione semplice che assicura un'ottima emostasi senza lacerazione dei tessuti sottostanti
- Riduzione in modo progressivo e regolabile dell'emostasi ed apertura rapida
- Colore fantasia
- CODICE CND V9003 - CODICE RDM 365609/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl