



**MED98820**

## **SET REIMPIANTO MANO 300X250 MM**

- Sacca reimpianto per l'inserimento ed il trasporto degli arti amputati
- Sistema sacchetto nel sacchetto con chiusura a corda
- Confezione sterile
- Completo di 2 pacchetti di ghiaccio istantaneo monouso e 1 telo isotermico per il mantenimento della temperatura
- Dimensioni: 30x25 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl