



**STR110270**

## **MARTELLETTO DIAGNOSTICO**

- Martelletto diagnostico
- Manico in lega di zinco cromato
- Testa in pvc
- Completo di ago
- Dimensioni: 18x6x1,5 cm circa
- Dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

*DIR/QM – Rev. 02\_31/05/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl