



## TOW223

### SALVIETTA DISINFETTANTE

- Salvietta disinfettante per uso esterno: ogni bustina contiene 3 ml di Pharmaderm
- Pharmaderm esplica una rapida azione battericida sulla pelle sana, disinfetta delicatamente garantendo una completa igiene senza bruciare né macchiare
- Le bustine sono prodotte con film accoppiato, appositamente realizzato per contenere il liquido disinfettante.
- Il liquido battericida è un presidio medico chirurgico registrato presso il Ministero della Salute.
- Dimensioni bustina: 65x95 mm circa
- Dimensioni salvietta: 140x190 mm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl