



VAL40730

SET PARTO D'EMERGENZA

- Set completo per parto d'emergenza in borsetta con frontale trasparente, contenente:
 - 1 pinza Clamp
 - 2 pinzette ombelicali
 - 3 pacchetti di medicazione sterili
 - 1 aspiratore di mucosità
 - 1 coperta isotermica Baby
 - 2 teli di medicazione 40x60 cm sterili
 - 7 compresse di garza sterile
 - 2 bende idrofile 8cm x 4m
 - 1 rotolo di cerotto da 2,5 cm
 - 1 guanti sterili
 - 1 forbice di pronto soccorso
 - 1 flacone di pharmaiodio da 125 ml
- Dimensioni: 27x12x9 cm circa

DIR/QM – Rev. 01_28/02/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl