



400187

## CEROTTI ASSORTITI

- Cerotto classico traspirante sterile assortito in 4 misure differenti.
- Utile alla prima medicazione di ferite ed escoriazioni, non riutilizzabile, con supporto in polietilene elastico e microperforato strato di garza antiaderente per favorire la traspirazione della pelle.
- Dispositivo Medico di Classe Is conforme alla Direttiva 93/42/CEE.
- Confezione da 10 pezzi. Misure: 2 pz cm 6,7x2, 3 pz cm 4x1, 2 pz cm 6x1,7, 3 pz cm Ø 2,2

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl