



**BH1511002MC**

## **SIRINGA STERILE DA 2,5 ML - CONF. 100 PZ**

- Siringhe sterili monouso con ago montato e confezionate singolarmente
- Scala graduata ben definita. Corpo di elevata trasparenza.
- Guarnizione di tenuta in gomma sintetica, priva di componenti in lattice al fine di escludere cessioni molecolari alle sostanze da iniettare.
- Fermo a fine corsa del pistone per prevenire il rischio di fuoriuscita del liquido da iniettare o prelevare .
- Privi di lattice e ftalati.
- Dispositivo medico in classe IIa secondo la Direttiva 93/42/CE
- Misura: 2,5 ml
- Confezione da 100 pezzi

DIR/QM – Rev. 01\_11/08/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl