



CER112

PROTECTAPLAST BENDAGGIO COESIVO COLOR

- Non si attacca alle ferite
- Si fissa a sé stesso, senza necessità di adesivi
- Morbido ed elastico, facile da usare
- Lascia respirare la pelle per una migliore guarigione delle ferite
- Assorbente
- Resistente all'acqua
- Può essere utilizzato in combinazione con gel o crema
- Facile da strappare a misura
- Può essere utilizzato per la fissazione di compresse
- Dimensioni: 6x450cm

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl