



CCPE1200PER

COPRISCARPE IN PE PERFECTO CONF.100PZ

- Copriscarpe monouso in PE (polyethylene) 10 µm di colore blu.
- Ampiamente usato in ospedale, clinica, saloni di bellezza, industrie alimentari per evitare di trasportare sporco dall'esterno all'interno.
- Dispositivo Medico Classe I secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE e le successive modifiche (inclusa la Direttiva 2007/47/CE).
- Conservazione: Temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.
- Confezionamento: astuccio da 100 pezzi.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl