



**ACC180012**

## **OROLOGIO DA INFERMIERE ARANCIONE**

- Orologio in silicone per infermieri e personale medico.
- Dotato di una spilla di sicurezza per essere agganciato alla divisa sanitaria.
- Adatto a misurare le pulsazioni del paziente e i tempi per le procedure di sterilizzazione.
- Conforme alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso.
- Modello rotondo monocolore.
- Dimensioni: quadrante orologio 35 mm, lunghezza orologio 85 mm.
- Peso: 30 gr circa.
- Batteria: pila a bottone SR626SW (durata batteria 18 mesi)
- Non è un dispositivo medico.

*DIR/QM – Rev. 01\_22/05/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl