



630

## BARELLA A CUCCHIAIO

- Barella a cucchiaio realizzata in alluminio
- Efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- Borsa con 3 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
- Portata massima: 170 kg
- Peso: 10 kg circa
- Altezza: 7 cm circa
- Larghezza: 43 cm circa
- Lunghezza minima: 167 cm circa
- CODICE CND V0899 - CODICE RDM 98238

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl