



IMM120012

MATERASSO A DEPRESSIONE SDM

- Materasso a depressione SDM, realizzato in tessuto ad alta resistenza, destinato all'immobilizzazione e trasporto di pazienti politraumatizzati
- Dotato di 8 maniglie per il sollevamento e trasporto
- Valvola di aspirazione situata in prossimità della testa dal lato esterno, facilmente accessibile anche con paziente immobilizzato
- Dotato di 3 cinghie di immobilizzazione
- Radio-trasparente
- Dotato di 3 camere interne di aspirazione per una migliore conformazione alla forma anatomica del paziente
- Dimensioni: 200x80x6h cm
- Peso: 7 kg
- Portata massima: 150 kg
- Conforme alla norma EN 1865-1
- È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl